

植込み型補助人工心臓

EVI-HEART[®] 2


”患者さんの生活の質を向上させたい
そんな想いをカタチにしました“



HI-LEX *medical*

EVAHEART² システムの構成

C03 システムでは患者さんや医療スタッフの負担軽減を目指した改良に取り組みました



体外コンポーネント

- 【携帯性】▶ **サイズの小型化**
約40%の軽量化を実現しました（従来比・コントローラ単体の場合）
- 【安全性】▶ **電源安全対策の継承**
これまでの機能に加えてコントローラでのバッテリー充電も可能です
- 【利便性】▶ **見やすい大型ディスプレイ**
日本語表示にも対応して視認性や判読性を高めました

体内コンポーネント

- **ダブルカフチップレスカニューレ**
心腔内に突出しない新しいコンセプトの形状です
- **血液ポンプ**
オープンバーン形状の羽根車によってパワフルな血流量が得られます
- **ポリエステルアウトフローグラフト**
施術者のハンドリング性の向上が期待されます

主要となる製品

カタログ番号	製品名	JANコード
BP310	血液ポンプ	4562272471200
GU100	インフローカニューレ(ダブルカフチップレスカニューレ)	4562272471194
GU200	ポリエステルアウトフローグラフト	4562272471149
CT310	コントローラ	4562272471910
CS310	クールシールユニット	4562272471941
CT330	バックアップコントローラ	4562272471934
BT310	バッテリー	4562272471965
BT320	非常用バッテリー	4562272471972
CH310	充電器	4562272471996
AA310	プラグ(AC/DCアダプタ)	4562272471989
EM310	外部モニタ	4562272472009
EM320	外部モニタ接続ケーブル	4562272472016

手術関連製品 / その他消耗品等

カタログ番号	製品名	JANコード
SS31	レンチ	4562272471026
SS50	ポンプキャップセット	4562272470746
SS100	トンネラ	4562272471231
SS150	ポンプサイザー	4562272471262
SS170	コアリングナイフ	4562272471279
SS210	クールシールチューブ切断ガイド	4562272472030
CS320	クールシール流路洗浄キット (1個 / 箱)	4562272471958
CT40	封印シール (50枚 / 袋)	4562272470111
CT320	コントローラ接続キット	4562272471927
PS310	キャリングバッグ	4562272472023
PS31XS	アウターストラップ XS	4562272470296
PS31S	アウターストラップ S	4562272470302
PS31M	アウターストラップ M	4562272470319
PS31L	アウターストラップ L	4562272470326
PS31XL	アウターストラップ XL	4562272470685
PS32M	アウターストラップ左 M	4562272471866
PS32L	アウターストラップ左 L	4562272471873
PS281	ポンプケーブルカバー (XS、S、M用)	4562272470913
PS280	ポンプケーブルカバー (L、XL用)	4562272470906
9871	チューブ固定バリア (5個 / 箱)	0610075103591

製品規格

一般名称 植込み型補助人工心臓システム
販売名 植込み型補助人工心臓 EVAHEART
医療機器承認番号 22200BZX00939000
医療機器クラス分類 高度管理医療機器 (クラスⅣ) 特定保守管理医療機器

※使用目的または効果、警告・禁忌を含む使用上の注意等の情報につきましては、製品の添付文書をご参照ください。
※改良のため予告なく仕様が変更される場合がございますので、あらかじめご了承ください。

HI-LEX^{medical}

総販売元
株式会社ハイレックスメディカル
〒130-0022 東京都墨田区江東橋4-24-3 Crobis錦糸町6階
TEL:03-6659-3428(代表) FAX:03-6659-3427

製造販売元
株式会社サンメディカル技術研究所
〒392-0012 長野県諏訪市四賀2990
TEL:0266-54-1900(代表)