

2017年12月21日

お客様各位

株式会社サンメディカル技術研究所

EVAHEART2 BP310(血液ポンプ)の販売開始に関するご案内

謹啓

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は弊社製品におきまして格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、植込み型補助人工心臓 EVAHEART(承認番号:22200BZX00939000)の血液ポンプ(製品コード BP310)や手術用具トンネラ(製品コード SS100)の販売を、2018年1月初旬より開始致しますのでご案内申し上げます。(2018年1月初旬保険収載予定)

No.	製品名称	製品コード	JANコード	説明
①	血液ポンプ	BP310	4562272471200	BP210 血液ポンプの流量性能を維持したままサイズダウンした血液ポンプ。ポンプケーブルは柔らかい素材を使用し、直径 2mm 細径化しています。
②	トンネラ	SS100	4562272471231	BP310 専用の手術用具。
③	コントローラ 接続キット	CT221	4562272470937	BP310 専用のコントローラ接続キット。
④	コントローラ	CT210	4562272470487	シリアル No.0501 より BP210/BP310 共用のコントローラとなります。※ ※別途注意事項の確認をお願いします。
⑤	バックアップ コントローラ	CT240	4562272470517	シリアル No.0251 より BP210/BP310 共用のバックアップコントローラとなります。※ ※別途注意事項の確認をお願いします。


① :血液ポンプ



② :トンネラ



③ :コントローラ接続キット



④:コントローラ及び⑤:バックアップコントローラに外観の変更はありません。

【コントローラとバックアップコントローラにおける注意事項について】

CT210 はシリアル No.0501 から、CT240 はシリアル No.0251 から BP210/BP310 の共用コントローラとなります。

従いまして、上記シリアル以前の CT210/CT240 につきましては BP210 のみ使用できるコントローラとなりますので、在庫管理上のリスクを考慮し、BP310 を導入されるお客様の在庫品につきましては、新しいコントローラへの総入れ替えを実施させていただきますのでご承知頂くと共に、ご協力をお願い致します。

謹白

〔お問い合わせ先〕

株式会社サンメディカル技術研究所 営業G
TEL:0266-54-1900(代)