

2014年2月10日

お客様各位

株式会社サンメディカル技術研究所

植込み型補助人工心臓 EVAHEART コントローラ C02 シリーズ
CS210 クールシールユニット、CS220 クールシール流路洗浄キット、
CT220 コントローラ接続キットの製品変更のお知らせ

謹啓

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は当社製品におきまして格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、標題の各製品に同梱されています「カプラーキャップ(オス・メス)」の包装状態につきまして、変更を実施いたしました。変更内容につきましてご案内差し上げますので、何卒、ご了承賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。


謹白

変更内容

- ▶ 今まで「カプラーキャップ(オス・メス)」は各部品が包装内で個別となった状態としておりましたが、滅菌パック開封時の清潔部汚染防止を目的として、両部品を組付けた状態で包装するように変更いたしました。
- ▶ 品番、価格等に変更はございません。
- ▶ 今回の製品変更による、各製品の機能・性能の変更はありません。

変更前

変更後



対象製品

カタログ番号 (ユニットコード)	製品名	JANコード	変更開始 製品製造番号
CS210	クールシールユニット	4562272470463	CS210-2336
CS220	クールシール流路洗浄キット	4562272470470	CS220-0018
CT220	コントローラ接続キット	4562272470494	CT220-0016

[お問い合わせ先]

株式会社サンメディカル技術研究所 営業グループ
TEL:0266-54-1900(代)

以上