

2013年 11月吉日

お客様各位

株式会社サンメディカル技術研究所

コントローラ CT210AC/DC アダプタコネクタキャップ変更のお知らせ

謹啓

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は弊社製品におきまして格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、「コントローラ CT210」につきまして、AC/DC アダプタコネクタのキャップの嵌め合わせの改善を行いましたのでご案内いたします。変更品の出荷は、随時行ってまいります。


ご迷惑とご負担をおかけいたしますが、宜しく願申し上げます。

謹 白

変更内容

コントローラ CT210の AC/DC アダプタコネクタのキャップが短期間の使用で嵌め合わせがゆるくなり、意図せずに外れてしまう事象が発生いたしました。そこで、嵌め合わせ部の設計を見直し、嵌め合わせ部の劣化が起こりにくい構造に変更いたしました。

- AC/DC アダプタコネクタの内部形状を変更いたします。
- 品番、価格等に変更はございません。



対象製品

カタログ番号 (ユニットコード)	製品名	JANコード	変更品 出荷時期
CT210	コントローラ	4562272470487	2013年 11月

〔お問い合わせ先〕

株式会社サンメディカル技術研究所 営業グループ

TEL:0266-54-1900(代表)

FAX:0266-58-6443

E-mail:tech@evaheart.co.jp

以上