

2013年6月10日

お客様各位

株式会社サンメディカル技術研究所

### クールシールユニット CS210 の製品変更のお知らせ

謹啓

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は弊社製品におきまして格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、「クールシールユニット CS210」につきまして、製品製造のために排液チューブ、輸液チューブに取り付けておりました丸型フィルタを取り外すように変更した製品を2013年6月より順次出荷してまいりますので、ご案内申し上げます。


何卒、ご了承賜りますよう、宜しく願い申し上げます。

謹白

#### 変更内容

- ▶ 「クールシールユニット CS210」の排液チューブ、輸液チューブに取付けられていた丸型フィルタがなくなります。
- ▶ 品番、価格等に変更はございません。
- ▶ プライミング方法が変更されます。プライミング方法の詳細は、別紙「クールシールユニットプライミング」を参照してください。

なお、今回の製品変更によって、「クールシールユニット CS210」の機能・性能の変更はありません。



#### 対象製品

カタログ番号 (ユニットコード)	製品名	JANコード	変更開始シリアル番号
CS210	クールシールユニット	4562272470463	CS210-2158 以降

[お問い合わせ先]

株式会社サンメディカル技術研究所 渉外チーム

TEL:0266-54-1900(代) E-mail:tech@evaheart.co.jp

以上